




VT

VETERİNER
VETERINARY



"Yaşatmak Adına"



ŞİRKET

BAHADIR; sağlık sektöründe hizmet veren tecrübeli bir aile şirkettir. 1983 yılında kurulmuş olan firma Türkiye'nin önde gelen cerrahi alet üreticilerinden birisidir. Ana üretim alanlarımız; sağlık kurumlarının bütün branşları için medikal aletler, steril konteyner sistemleri, hastane terlikleri ve masa üstü buhar sterilizatörüdür. Diğer ürünler için üretim ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

BAHADIR bölgenin izlenen, takip edilen ve örnek alınan lider kuruluşudur. Malzeme ve teknolojik destek vererek birçok cerrahi alet üreticisinin, firmanın doğmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Geçmişinden taşıdığı bilgi ve tecrübelerini, AR-GE çalışmaları ve ileri teknolojiler ile birleştirerek, sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

COMPANY

BAHADIR is an experienced family company serving in healthcare sector. It is one of the leading manufacturer of surgical instruments in Turkey established in 1983. Our main production fields are medical instrments for all branches in hospitals and schools of medicine, sterile container systems, hospital clogs and banch top steam sterilizers. The production and develoment studies for other products are carried out.

BAHADIR is a leader establishment which is followed and originated in the region. It contributed to the emergence and development of many surgical instruments manufacturing companies by providing support for material and technology. It continues to lead the sector with combining its knowledge and experience from the past with R&D activities and advanced technologies.

KALİTE QUALITY

BAHADIR; yüksek kalite ve servis hizmeti sağlamak konusunda daima önde olma çabası içerisinde. Misyonumuz; bilgi ve tecrübeyi, çok çalışma ve azimle birleştirerek; sürekli gelişen dünyada lider ve kalıcı olabilmektir. Bizi ne zaman isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

BAHADIR strives to be at the forefront by providing high quality product and service. Our mission is to combine knowledge and experience with hardwork and enthusiasm for becoming permanent and leader in ever-evolving world. You can visit us whenever you want. We would be happy to see you among us.



GARANTİ GUARANTEE

BAHADIR markası ile tedarik edilen ürünler, işçilik ve malzeme hatalarına karşı garantilidir. Garanti periyodu içerisinde hatalı malzemeler yenileri ile değiştirilir. Garanti kapsamı dışında kalan aletlerin de bakımı ve onarımı yapılmaktadır. Bu hizmet sadece ürünlerimiz için sınırlandırılmıştır.

The products under BAHADIR brand are guaranteed for the defects stemming from workmanship and material. Within the guarantee period, the defected material is replaced with a new one. Maintenance and repair service of the instruments also be given to the items that are out of guarantee. This service is bounded to our products only.



Cerrahi Aletler Surgical Instruments

1-108

İndeks Index

109-120

Setler Sets

121-125

Katalogdaki resimler, ölçüler ve detaylar bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Kataloğumuzda bulduğunuz yanlışlıkları, eksiklikleri ve katalog hakkındaki önerilerinizi bildirmenizi önemle rica ederiz.

Her hakkı saklıdır. Bu katalogun hiçbir bölümü BAHADIR'ın yazılı izni olmadan kopya edilemez, yayınlanamaz.

We, may change pictures, dimensions and details in this catalog without. We kindly ask you to inform us about mistakes, lack of information you may find in this catalog and your comments please.

All rights reserved. No part of this catalog may be reproduced in any form without written permission from BAHADIR.

*Please visit our website for
Online Catalog.*

*Online Katalog için
web sitemizi ziyaret ediniz.*



www.bahadir.com



A 500.00-A 500.04

Cetveller/Rulers

A 500.00 10 cm

A 500.01 15 cm

A 500.02 20 cm

A 500.03 30 cm

A 500.04 50 cm



$\frac{1}{3}$

A 510.00

Kumpas/Caliper
Ölçme 150 mm
Measuring 150 mm
23 cm



$\frac{1}{2}$

DE JERINE
A 100.00
20 cm



$\frac{1}{2}$

TAYLOR
A 103.00
19.5 cm



B 228.00
Metal saplı,
mikroskopik iğne
Microscopic needle,
with metal handle
13 cm



B 300.03
35 x 3.3 mm
13 cm



B 030.00
No. 3
12.5 cm



B 030.01 No.
3XL
25 cm




B 040.01
No. 4
13.5 cm



B 030.02
No. 3
21 cm




B 040.02
No. 4 L
21.5 cm





VANNAS
C 070.00-C 071.00
Hassas/Delicate
8.5 cm



C 070.00
Düz/Straight



C 071.00
Eğri/Curved

1/1



C 065.00
Trabeküler Makası, eğri
Trabecular Scissors, curved
8 cm



C 010.00
Düz / Straight
10 cm



CASTROVIEJO
C 027.01
Sinekya Makası
Synechia Scissors
11 cm




CASTROVIEJO
C 028.01
Sinekya Makası
Synechia Scissors
11 cm



MÜLLER
C 150.00-C 155.00
12 cm



C 150.00
Sivri/Sharp



C 151.00
Sivri/Sharp



C 152.00
Sivri/Sharp
Künt/Blunt



C 153.00
Künt/Blunt



C 155.00
Sivri/Sharp
Top uc/Ball pointed



1/1



MÜLLER
C 157.00
Sivri/Sharp
17 cm



1/1



C 102.00 C 103.00
Düz/Straight Eğri/Curved

C 102.00-C 103.00
Mikro makaslar/Micro scissors
12 cm




1/1



C 140.00-C 142.00
14.5 cm

C 140.00
Düz/Straigh



C 142.00
Eğri/Curved
Mikro diseksiyon makası
Micro dissecting scissors



1/1



C 112.00-C 113.00
16 cm

C 112.00
Düz/Straight



C 113.00
Eğri/Curved



1/1



C 169.18-C 169.19
16.5 cm


C 169.18
Düz/Straight
Hassas bleyd
Delicate blade



C 169.19
Eğri/Curved
Hassas bleyd
Delicate blade



1/1



C 146.00-C 147.00
Mikro makaslar
Micro scissors
18 cm

C 146.00
Sivri/Sharp



C 147.00
Sivri/Sharp



1/1



C 124.00-C 125.00
18.5 cm


YASARGIL
C 124.00
Düz/Straight





JACOBSON
C 125.00
Eğri/Curved




1/1








C 230.00
Sivri/Sharp



C 231.00
Sivri/Sharp



C 232.00
Sivri/Sharp
Künt/Blunt



C 233.00
Sivri/Sharp
Künt/Blunt



C 234.00
Sivri/Sharp
Yan Eğri
Curved to side

C 230.00-C 234.00
11 cm



C 230.01
Düz/Straight



C 231.01
Eğri/Curved




C 235.00
Düz/Straight

C 236.00
Eğri/Curved


C 230.01-C 231.01
11.5 cm

C 235.00-C 236.00
12 cm






C 310.01-C 310.03
Standart model/Standart patterns
Sivri-Künt/Sharp-Blunt
Düz/Straight




C 312.03-C 312.04
Standart model/Standart patterns
Künt/Blunt
Düz/Straight



C 311.01-C 311.03
Standart model/Standart patterns
Sivri-Künt/Sharp-Blunt
Eğri/ Curved




COOPER
C 313.03-C 313.04
Standart model/Standart patterns
Künt/Blunt
Eğri/Curved




C 314.03-C 314.04
Standart model/Standart patterns
Sivri/Sharp
Düz/Straight




C 315.03-C 315.04
Standart model/Standart patterns
Sivri/Sharp
Eğri/Curved




C 318.00
Yara kenar makası/Scissors for wound edges
Sivri-Künt/Sharp-Blunt
Düz/Straight
13 cm



C 330.01-C 330.03
İnzisyon makasları/Incision scissors
Düz/ Straight







COTTLE-KNAPP
C 410.00-C 411.00
Plastik cerrahi makaslar
Scissors for plastic surgery
10.5 cm







BABY-METZENBAUM
C 412.00
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
14.5 cm



METZENBAUM
C 420.01
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
18 cm



STRULLY
C 528.00
Damar makası/Vascular scissors
Küre uc/Probe pointed
22 cm




fineCut




C 396.00
Düz/Straight

C 396.10
Eğri/Curved

STEVENS
C 396.00-C 396.10
Damar ve tendon makasları
Vascular and tendon scissors
10 cm



STEVENS
C 397.00
Hassas diseksiyon makası
Delicate dissecting scissors
11 cm



C 390.00
Düz/Straight
Sivri/Sharp
11 cm

C 391.00
Eğri/Curved
Sivri/Sharp
11 cm


C 392.00
Düz/Straight
Künt/Blunt
11 cm

C 393.00
Eğri/Curved
Künt/Blunt
11 cm

C 394.00
Düz/Straight
Künt/Blunt
12.5 cm

C 395.00
Eğri/Curved
Künt/Blunt
12.5 cm


STEVENS
C 390.00-C 395.00
Damar ve tendon makasları
Vascular and tendon scissors



JAMESON-WERBER
C 385.00
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
13 cm




JAMESON
C 386.00
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
15 cm




C 258.00
Sinir, diseksiyon makası
Nerve dissecting scissors
15 cm



REYNOLDS
C 387.00-C 387.01
Diseksiyon makasları
Dissecting scissors




POTTS
C 384.00
Diseksiyon makası
Dissecting scissors
18 cm




DE BAKEY
C 415.00
Arteriyotomi makası
Arteriotomy scissors
17.5 cm








MAYO
C 440.00-C 441.02




MAYO-STILLE
C 442.00-C 443.01










C 603.00-C 603.01
Göbek kordonu makasları
Umbilical Cord scissors



BRAUN-STADLER
C 604.00-C 604.01
Epizyotomi makasları/Episiotomy scissors







C 217.01
Tırnak makası
Nail scissors
9 cm




C 217.00
Hassas bölge için tırnak makası
Nail Scissors, especially delicate
pattern
9 cm




C 218.00
Çocuk tırnak makası
Baby nail scissors
8.5 cm



SPENCER
C 640.00
Ligatür makası
Ligature scissors





LITTAUER
C 642.00
Ligatür makası
Ligature scissors
13.5 cm



NORTHBENT
C 643.00
Ligatür makası
Ligature scissors
12 cm


Sert metal kesici ağız
Tungsten carbide cutting edges



Karbür kesme ucu yerleştirilmiş HARDTIPS makaslar

- Mükemmel kesim
- Uzun çalışma ömrü

HARDTIPS scissors with inserted carbide cutting edges

- Excellent Cutting
- Long working

fineCut




C 712.00
Düz/Straight



C 713.00
Eğri/Curved

1/1


fineCut



Tek ağız tırlıklı
One jaw serrated


1/2

C 715.00 Eğri/Curved
Hassas makas/Delicate scissor
13 cm




1/1

C 722.00
Cerrahi makas/Surgical scissors
14.5 cm




C 720.03
Düz/Straight






C 721.03
Eğri/Curved

1/1

C 720.03-C 721.03
Cerrahi makaslar/Surgical scissors
Sivri/Sharp Kunt/Blunt
14.5 cm








BONNER MODELL
D 124.00
1 x 2 dişli platform
With plateau 1 x 2 teeth
9.5 cm




D 107.00
12 cm




VISE
D 110.00
13.5 cm




VISE
D 113.00
13.5 cm




AUSTIN
D 125.00
14 cm



LAZAR
D 127.00
15.5 cm



LAZAR
D 128.00
15.5 cm



D 126.00
18.5 cm





D 001.00
İris Pensi, eğri
Iris Forceps, curved
7 cm



D 002.00
İris Pensi, düz
Iris Forceps, straight
7 cm



D 012.00 dişli / teeth 1 X 2
İris Pensi, Bonn modeli, düz
Iris Forceps, Bonn model, straight
7 cm



D 021.00
İris Pensi, İsviçre modeli, eğri
Iris Forceps, Swiss model, curved
10 cm




VOGEL
D 039.00
7 cm




CASTROVIEJO
D 027.00
Dikiş Pensi, açılı, 0.9 mm
Suture Forceps, angled, 0.9 mm
10 cm



KUHN
D 068.00
Kapsül Pensi / Capsule Forceps
10 cm



GRADLE
D 456.00
9.5 cm



STADES
D 452.00
9.5 cm



DESMARRES
D 453.00 20 mm
D 453.01 25 mm
D 453.02 31 mm
Kalazyon Pensleri
Chalazion Forceps
9 cm




GRAEFE
D 352.01
Tesbit Pensi, kilitli
Fixation Forceps, with catch
11 cm




GRAEFE
D 351.00
Tesbit Pensi, kilitsiz
Fixation Forceps, without
catch
11 cm



D 058.00
Dikis Pensi / Suture Forceps
10.5 cm







THORPE
D 203.00
Korneal penset
Corneal forceps
12 cm




MICRO-ADSON
D 204.00
12 cm




ADSON
D 205.00
12 cm




HUDSON
D 206.00
12.5 cm



D 219.00
15.5 cm



CUSHING
D 220.00-D 220.02



BROPHY
D 223.00-D 224.00
20 cm



D 225.00-D 225.09
Orta/Medium

D 225.00
11.5 cm

D 225.01
13 cm

D 225.02
14.5 cm

D 225.03
16 cm

D 225.05
18 cm

D 225.07
20 cm

D 225.09
25 cm

D 225.04
30.5 cm

1/1



D 240.00-D 240.07
Standart model/Standard pattern

D 240.00
11.5 cm

D 240.01
13 cm

D 240.02
14.5 cm

D 240.03
16 cm


D 240.04
18 cm

D 240.05
20 cm

D 240.06
25 cm

D 240.07
30 cm





1/1



De Bakey Diş



Toothing De Bakey






ADSON
D 323.00
Hassas doku penseti
Delicate tissue forceps
12 cm




ADSON
D 324.00
Hassas doku penseti
Delicate tissue forceps
12 cm



ADSON
D 328.00
Doku penseti
Tissue forceps
12 cm



MICRO-ADSON
D 327.00
Hassas doku penseti
Delicate tissue forceps
15 cm



SEMKEN
D 314.00-D 314.01




D 364.00
Güçlü model/Heavy Pattern
14.5 cm




ADSON
D 330.00
Hassas doku penseti
Delicate tissue forceps
18 cm







D 360.00-D 360.09
Satandard model
Standard modelle




D 361.00-D 362.00
Orta boy/medium




TREVES
D 384.00-D 384.01
Doku pensetleri
Tissue forceps




D 363.00-D 363.01
Doku pensetleri
Tissue forceps




GERALD
D 365.00-D 366.00
Hassas doku pensetleri
Delicate tissue forceps




D 370.00-D 370.04
2 x 3 diş/2 x 3 teeth



WAUGH
D 382.00-D 382.03
Hassas doku pensetleri
Delicate tissue forceps





Karbid uclu Diseksiyon Pensleri


- İnce yapılı karbid ucu sayesinde verimli kullanım...
- Sıkı şekilde ve dokuya zarar vermeden kavrama...
- Çok amaçlı kullanım
- Uzun çalışma süresi

Carbide-tipped dissecting forceps

- Due-to slender carbide tip, efficient use
- Tight gripping without damaging the tissue
- Multi-purpose use
- Long working life




ADSON
D 503.00
12 cm




D 510.00 14.5 cm
D 510.01 18 cm

D 510.00-D 510.01




D 516.00 14.5 cm
D 516.01 20 cm
D 516.02 25 cm

STANDARD
D 516.00-D 516.02




D 512.00 20 cm
D 512.01 25 cm

D 512.00-D 512.01











D 513.00 18 cm
D 514.00 21 cm



CUSHING
D 513.00-D 514.00
Arka kısmı spatula model
With scraper end




D 511.00 23 cm











E 192.00
16 cm




Atromatik
Atraumatic







E 400.00
5.5 cm




ENGIL.MOD
E 401.00
8.5 cm




JONES
E 402.00
8.5 cm



BACKHAUS
E 430.00-E 430.02




E 430.01
11 cm




E 430.02
13.5 cm



BACKHAUS
E 431.00-E 431.01



E 431.01
10.5 cm





BARRAQUER
F 122.00-F 123.00
Kilitli/With lock
12 cm



BARRAQUER
F 130.00-F 131.00
Kilitli/With lock
11.5 cm



REILL
F 126.00-F 127.00
Kilitli/With lock
15 cm



F 112.00-F 113.00
Kilitli/With lock
16 cm




BARRAQUER
F 128.01
Kilitli / Without catch
13 cm




F 132.00-F 133.00
Kilitli/Without lock
18.5 cm



F 114.00-F 115.00
Kilitli/Without lock
18.5 cm



F 139.00 Kilitli/Without lock
F 139.10 Kilitli /With lock



DIA MOTE ağızlar, daha sert ve aşınmaya dayanıklı yüzeyler sağlar.
DIA MOTE ağızlar, hassas iğne, suture ve dokuların güvenilir bir şekilde kavranmasını garanti eder.

DIA MOTE jaws provide harder and more wear resistant surfaces.
DIA MOTE jaws ensure reliable grip of fine needles, sutures and tissues.

Suture 7-0 ve daha
küçükler için
For sutures 7-0
and smaller

Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller

Suture 7-0 ve daha
küçükler için
For sutures 7-0
and smaller

Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller



12 cm F 310.01
14.5 cm -
16 cm F 310.02
18.5 cm F 310.03
21 cm F 310.04
23 cm F 310.05

F 310.01-F 310.10
Kilitli/Without lock



-
F 310.06
F 310.07
F 310.08
F 310.09
F 310.10



14.5 cm -
17 cm F 311.02
18.5 cm -
21 cm -
23 cm -

F 311.02-F 311.06
Kilitli/Without lock



F 311.03
-
F 311.04
F 311.05
F 311.06

Suture 2-0 ve daha
küçükler için
For sutures 2-0
and smaller



19 cm F 310.44
23 cm F 310.46
25 cm F 310.48

F 310.44-F 310.48
Kilitli/Without lock

Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller



18.5 cm F 311.20
21 cm F 311.21
23 cm F 311.22

F 311.20-F 311.22
Kilitli/Without lock



Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller



F 310.37
Kilitli/Without lock
21 cm






BAUMGARTNER
F 210.00
14.5 cm




HEGAR-OLSEN
F 260.00
Makaslı portegü
Needle holder with scissors



F 260.00
14 cm



F 661.00



MATHIEU
F 285.00

F 285.00
14 cm



ADSON
F 234.00
17.5 cm


Ön ve damak için dikiş pensi
Designed for frontal and palate
suture



BAUMGARTNER
F 332.00
 14.5 cm



F 334.00
 Tel bükücü/Wire twister
 Bağlama pensi/Ligature forceps
 15 cm



HEGAR-OLSEN
F 343.01
 Tek ağız tırlıklı
 one blade fine serrated
 16.5 cm




F 394.00
 Uzun boyunlu
 With long neck
 20.5 cm



ZWEIFEL
F 395.00
 20 cm



LICHTENBERG
F 396.00
 Elastik model
 Elastic pattern
 19.5 cm



Geçici damar tıkkama için:

Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama

Sabitlenmiş baskı mesafeli, tırtıklı yüzeyli bleydler

Kapama kuvveti klipsin ağızlarının 1/3 mesafesinde 1 mm aralık durumunda ölçülür.

For temporary occlusion :

Safe and careful griping of vessel

Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature

Closing force is measured at 1/3 of the blades a 1 mm opening



BIEMER

S 001.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 6 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr. (0.29 - 0.39 N)



S 002.00

Çene Uzunluğu/Lenght of jaws 9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr. (0.29 - 0.39 N)



BIEMER

S 003.00


Çene uzunluğu/Lenght of jaws 9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 20-25 gr. (0.20 - 0.25 N)

for vessel Ø 0.5 - 2.0 mm.

S 034.00 ve S 035.00 ile birlikte kullanılır.



MEHDORN

S 005.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 10-15 gr. (0.10 - 0.15 N)



MEHDORN

S 005.01

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1.4 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 15-20 gr. (0.15 - 0.20 N)



MEHDORN

S 005.05

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1 mm

Açıklık/Opening 6 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 10-15 gr. (0.10 - 0.15 N)



MEHDORN

S 005.06

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1.4 mm

Açıklık/Opening 6 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 15-20 gr. (0.15 - 0.20 N)

for vessel Ø 0.5 - 2.0 mm.

S 032.00 ile birlikte kullanılır.

Mikro damar anastomileri için:
Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
Sabitlenmış baskı mesafeli, tırtıllı yüzeyli bleydler.
Klipsler arası mesafe ayarlanabilir.
Bükerek otomatik sabitleme.

For micro vessel anastomosis:
Safe and careful gripping of vessel.
Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature.
Adjustable distance between clips.
Automatic fixation by tilling




BIEMER-MULLER

S 010.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.6 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr.




BIEMER-MULLER

S 011.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.4.5 mm

Açıklık/Opening 3 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER

S 012.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER

S 013.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER

S 014.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER

S 015.00

Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




Ø 1 mm

MULLER

S 020.00

Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.




Ø 2 mm

MULLER

S 021.00

Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.




Ø 3 mm

MULLER

S 022.00

Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



Ø 4 mm

MULLER

S 023.00


Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



BIEMER
S 035.00
Kilitli/Without Lock




BIEMER
S 034.00
Kilitli/With Lock



BIEMER
S 010.01
Komple/Complete
S 010.00
Sadece aproksimatör
Approximator only
S 024.00 Klip penset
Applying Forceps



MEHDORN
S 032.00
Uygulama pensetleri, MEHDORN
damar klipleri
Applying forceps for MEHDORN
vessel clips
15 cm



Klipsler çeşitli poz-
isyonlarda uygun
Various positions
of clips possible

BIEMER
S 034.00-S 035.00
BIEMER damar klipleri ve BIEMER-MÜLLER ve
MÜLLER yaklaştırıcılar için başvuru pensleri
Applying forceps for BIEMER vessel clips and
BIEMER-MÜLLER and MÜLLER approximators
14 cm



BIEMER
S 025.00
Komple Aproksimatör,
anahtar ile S 029.00
Approximator, complete
with key S 029.00

Derin aralıkta mikro damar anastomileri için.

- Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
- Tırtıklı yüzeyli bleydler.
- Anahtar ile (S 029.00) basınç ayarı.
- Anahtar ile (S 029.00) klipsler arası mesafenin ayarlanması ve sabitlenmesi.

For micro vessel anastomosis

- Safe and careful gripping of vessel.
- Blades with serrated blade surface.
- Pressure adjustment with use of key.(S 029.00)
- Adjustment of distance between blades and fixation of blades with a use of key.(S 029.00)




BIEMER
S 026.00
Komple Aproksimatör,
anahtar ile S 029.00
Approximator, complete
with key S 029.00

Sinir anastomilerine güvenli adaptasyon

- Sinir merkezinin, güçlü patolojik değişiklikleri önleyen hassas iğneler ile delinmesi.
- Anahtar(S 029.00) kullanımı ile değiştirilebilir iğneler.
- Anahtar ile iğneler arası mesafenin ayarlanması ve sabitlenmesi.

Safe adaptation of nerve anastomoses

- Piercing the nerve center with fine needles that prevents strong pathological changes.
- Changeable needles with use of key.(S 029.00)
- Adjustment of distance between needles and fixation of needles with use of key.(S 029.00)



S 030.00
Approximator

Derin aralıkta mikro damar anastomileri için.

- Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
- Tırtıklı yüzeyli bleydler.
- El ile basınç ayarı yapabilme özelliği.
- Mesafeyi el ile yakınlaştırma ve uzaklaştırma.

For micro vessel anastomosis


- Safe and careful gripping of vessel.
- Blades with serrated blade surface.
- The ability to manually set the pressure.
- Distance, zoom in and out manually.



Travmatik olmayan damar klipleri, Geçici Non-traumatic Vessel Clips, temporary



MÜLLER
G 015.00
Kapama kuvveti 50 gr/Düz
Closing Forceps 50 gr/Straight
G 016.00
Kapama kuvveti 80 gr/Düz
Closing forceps 80 gr/Straight



MÜLLER
G 015.05
Kapama kuvveti 50 gr/Eğri
Closing forceps 50 gr/Curved
G 016.05
Kapama kuvveti 80 gr/Eğri
Closing forceps 80 gr/Curved



MÜLLER
G 015.10
Kapama kuvveti 50 gr/Eğri
Closing forceps 50 gr/Curved
G 016.10
Kapama kuvveti 80 gr/Eğri
Closing forceps 80 gr/Curved



MÜLLER
G 015.15
Kapama kuvveti 50 gr/Yana doğru açılı
Closing forceps 50 gr/Angled to side
G 016.15
Kapama kuvveti 80 gr/Yana doğru açılı
Closing forceps 80 gr/Angled to side



MÜLLER
G 015.20
Kapama kuvveti 50 gr/Diz bükümlü
Closing Forceps 50 gr/Knee-bent
G 016.20
Kapama kuvveti 80 gr/Diz bükümlü
Closing Forceps 80 gr/Knee-bent

Özellikler :

- Atromatik ağız profili.
- Her iki tarafta kullanılan tutma plakaları kliplerin güvenli bir şekilde uygulanması ve çıkarılmasına yardımcı olur.
- Atar ve toplar damarlar için kesin olarak tanımlanmış kapama basınçları.
- Damar klemplerinin üzerine kapanma basınçları markalanmıştır.


Features :

- Atraumatic mouth profile.
- Holding plates used on both side of the clips ensure safe application and removal.
- Closing pressure of the clips are exactly defined for arterial and venous vessels.
- Closing pressure of the clips is marked on the clips.

De Bakey Diş



Toothing De Bakey



1/2

MÜLLER


H 113.00

Kapama kuvveti/Closing force 250 gr

H 113.01

Kapama kuvveti/Closing force 350 gr

Düz/Straight



1/2

MÜLLER


H 114.00

Kapama kuvveti/Closing force 250 gr

H 114.01

Kapama Kuvveti/Closing force 350 gr

Eğri/Curved



1/2

MÜLLER

H 115.00

Kapama kuvveti/Closing force 250 gr

H 115.01

Kapama kuvveti/Closing force 350 gr

Eğri/Curved



1/2

MÜLLER

H 116.00

Kapama kuvveti/Closing force 250 gr

H 116.01

Kapama Kuvveti/Closing Force 350 gr

Diz bükümlü/Knee-bent







KRONLEIN
G 401.00
13 cm



PEAN
G 404.00-G 404.01



G 404.00
12.5 cm



1/1
G 404.01
14 cm



PEAN
G 420.00
Ince model/Slender type
13 cm




G 423.00
13 cm



SPENCER - WELLS
G 427.00
13 cm

G 427.00
13 cm





G 430.00
16 cm

G 430.01
18.5 cm

G 430.02
20 cm

G 430.03
22.5 cm

G 430.04
24 cm

G 430.10
35 cm

ROCHESTER - PEAN
G 430.00-G 430.10



G 448.00
16 cm


G 448.01
18.5 cm


G 448.02
20 cm

G 448.03
22.5 cm

G 448.04
24 cm

KOCHER-OCHSNER
G 448.00-G 448.04







ALLEN
G 330.00
15.5 cm




BAINBRIDGE
G 332.00-G 333.00
15.5 cm




DOYEN
G 335.00-G 336.00
Elastik/Elastic
16.5 cm



HARTMANN
G 338.01-G 339.01
Yumuşak ve elastik
Soft and elastic
20 cm



KOCHER
G 356.01-G 356.02
Yumuşak ve elastik
Soft and elastic



DOYEN
G 358.01-G 359.01
Yumuşak ve elastik
Soft and elastic
24 cm





BOWMAN
J 049.00 Gr. 00/0
J 049.01 Gr. 1/2
J 049.02 Gr. 3/4
J 049.03 Gr. 5/6
Lakrimal Sondalar
Lachrymal Probes
13 cm



BOWMAN
J 048.00 Gr. 00/0
J 048.01 Gr. 1/2
J 048.02 Gr. 3/4
J 048.03 Gr. 5/6
Lakrimal Sondalar, bükülebilir
Lachrymal Probes, malleable
13 cm



KELLNAR
J 825.00
Ters Sonda, sağ
Retrograde Probe,
right
9.5 cm



KELLNAR
J 826.00
Ters Sonda, sol
Retrograde Probe,
left
9.5 cm



J 835.00 Gözlü / with eye
J 835.01 Kancalı / with hook
14 cm



ANEL
J 703.00
0.6 x 15 mm
Düz/Straight



ANEL
J 703.05
0.6 x 15 mm
Eğri/Curved



J 704.00
0.6 x 30 mm
Düz/Straight



J 704.03
1.5 x 60 mm
Düz/Straight



J 705.00
25 mm
Eğri/Curved



J 705.03
0.6 x 33 mm
Eğri/Curved



J 705.06
1 mm
Eğri/Curved




J 724.00 1.4 x 38 mm
J 724.01 2.4 x 51 mm
Düz/Straight




J 724.05 3 x 76 mm
J 724.06 4 x 76 mm
Düz/Straight



J 724.10 6.4 x 102 mm
J 724.11 6.4 x 152 mm
Düz/Straight





COTTLE
K 133.00
16 cm


K 043.00
12 cm



K 015.01
Frankfurt modeli
Frankfurt model
13.5 cm



LANGE
K 225.00
Fistül huk/Fistula hook
23.5 cm



1/1
8 x 7 mm

18 x 5,5 mm

1/1

SENN-MILLER
K 242.00
16.5 cm



1/1
K 262.00
9 x 9 mm




DESMARRES
K 262.00
14 cm



1/1
K 267.01
12 x 16 mm

1/1
K 267.00
13 x 13 mm

KÖNIG
K 267.00-K 267.01
18 cm







1/1



205 x 29 mm

1/2

K 635.02
26 cm



142 x 25 mm


1/2

BRUNNER
K 640.00
24 cm





BARRAQUER
L 013.00
Çocuklar için / For infants
4 cm



BARRAQUER
L 013.02
4.5 cm




BOSE
L 009.00
6 cm




CASTROVIEJO
L 028.00 küçük / small
L 028.01 orta / medium
L 028.02 büyük / large
8 cm



MÜLLER
L 011.00
6.5 cm







L 085.00
Künt/Blunt 10 cm




WALLACE
L 090.00
10 cm



T 827.00






BALFOUR-BABY

L 524.00

Yan bleyd/Lateral blades 27 mm

Orta bleyd L 580.20

Center blade 21 x 24 mm




HERTZLER

L 522.00

Bleyd/Blades

20 x 25 mm




GOSSET

L 528.00

Yan bleyd/Lateral blades 58 mm

Orta bleyd L 580.22

Center blade 59 x 57 mm




BALFOUR

L 530.00


Yan bleyd/Lateral blades 60 mm

Orta bleyd L 580.25


Center blade 47 x 80 mm




MINI FINOCHIETTO
L 875.00A
Bleydler/Blades 6 x 7 mm




FINOCHIETTO
L 875.02A
Bleydler/Blades
12 x 15 mm







FINOCHIETTO
L 875.10A
Bleydler/Blades
42 x 61 mm



FINOCHIETTO
L 875.13A
Bleydler/Blades
74 x 64 mm









FREER
M 606.00 4 mm
Çizil,eğri
Chisel/Curved
16 cm



KUHNT
M 003.01
Kornea Raspası, şek.1
Corneal Scarifier, fig.1
12 cm





KUHNT
M 003.02
Kornea Raspası, bek.2
Corneal Scarifier, fig.2
12 cm



PLANGE
M 007.01
Yabancı madde raspası
Foreign body raspatorie
12,5 cm



M 018.00
13.5 cm





M 404.00
14 cm



M 405.00
15 cm



1/1



M 408.01
22 cm



1/1



WAGNER
M 410.01
22 cm



1/1



1/1



HAJEK
M 812.01
135 gr.
22 cm



M 802.01 200 gr
Plastik diskli/Plastic discs
24.5 cm



BERGMANN
M 819.02 300 gr
24.5 cm

Çekicin başlıklarına göre ağırlıkları değişebilir
Weights refer to heads of the mallets





MEYHÖFER
N 025.02
Kalazyon Küreti, şek.0
Chalazion Curette, fig.0
13 cm



MEYHÖFER
N 025.03
Kalazyon Küreti, şek.1
Chalazion Curette, fig.1
13 cm



WEBER
N 014.00
Şek.1 / Fig.1
13 cm




WEBER
N 014.01
Şek.2 / Fig.2
13 cm




JACOBSON
N 130.00
14 cm



MARTINI
N 131.00
14 cm



VOLKMANN
N 140.00
13 cm





VOLKMANN
N 140.03
17 cm




N 136.00
21 cm



SCHIDE
N 175.01-N 175.09
17 cm



SCHIDE
N 176.01-N 176.07
17 cm








N 323.00
21 cm



1/2
N 312.01
20.5 cm



1/1




1/2
N 340.01
24 cm



1/2

13 mm




1/1




1/2
N 348.01
29.5 cm

20 mm






P 102.00
Küçük parçaları
konumlandırma pensi
Reposition forceps for small
fragments
13.5 cm



P 103.00
Çene kemiğine ait
konumlandırma pensi
Reposition forceps, especially
for maxillary reposition
13.5 cm



REILL
P 106.00
Pozisyon pensi
Reposition forceps
17 cm



P 107.01
Pozisyon pensi
Reposition forceps
20.5 cm



P 142.00
Kilitlenebilir, sabitlenebilir pens
Forceps with ratchet fixation
14 cm



P 143.00
Vida ile sabitlenebilir pens
Forceps with thread fixation
17 cm



P 143.01
Vida ile sabitlenebilir pens
Forceps with thread fixation
23.5 cm




P 150.00
Kemik tutma pensi
Bone holding forceps
20 cm





LANGENBECK
P 151.00
Kemik tutma pensi
Bone holding forceps
20.5 cm





FERGUSSON
P 152.00
Kemik tutma pensi
Bone holding forceps
20.5 cm












STILLE-RUSKIN
P 318.01
24 cm



LUER-STILLE
P 320.01
22.5 cm





LISTON
P 358.01-P 358.04



P 358.01
14 cm



P 358.02
17 cm



P 358.03
20 cm



P 358.04
22 cm




LISTON
P 359.02-P 359.04



P 359.02
17 cm



P 359.03
20 cm



P 359.04
22 cm




KAZANJIAN
P 355.00
18.5 cm



MARBURG MODELL
P 611.00
Tel tutma pens,
Düz burunlu, tırtıllı ağız
Wire holding forceps,
Flat nosed, with serrated jaws
14 cm



P 615.00-P 616.00
Tel çıkarma pens
Extraction pliers for boring wires



P 621.00
Paralel düz tutucu
Flat-nosed pliers, parallel
18.5 cm



P 625.00
Mengene kavramalı, ayarlı pense
Vise grip pliers set
20 cm





Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



1/1

Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

REILL
P 640.00
Kemiğe yakın olan
telleri kesme
For cutting off wires close
to the bone
17.5 cm



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



1/1

Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.0 mm
For hard wire Ø 2.0 mm

P 648.00
22 cm



1/1


Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm


HARVEY
P 649.00
Tel kesme pens
Wire cutting pliers
23.5 cm




1/3

P 655.00
Ø 6 mm kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 6 mm
47 cm





POLANSKI
L 787.01
25 cm



Parmak baskısıyla açılıp kapanan çift işaretili
With double ratchet, closing and opening of
ratchet by pressure of thumb

SEMM
L 781.01 100 x 20 - 24 mm
L 781.05 100 x 30 - 34 mm
18.5 cm




Parmak baskısıyla açılıp kapanan çift işaretili
With double ratchet, closing and opening of
ratchet by pressure of thumb

SEMM
L 780.01
90 x 14 -18 mm
Çocuk ve bakireler için
For children and virgins



R 835.02 65 cm



3.5 mm


1/1


R 830.02 35 cm
R 830.05 50 cm

1/3




X 603.02 85 cm





DEMEL
F 530.01-F 530.03
Tel kılavuzları/Wire guides





F 529.00-F 529.10


Yumuşak doku uyumlu tel 10 m
Wire, soft, tissue compatible, in coils of 10 m

F 529.00 Ø 0.2 mm
F 529.01 Ø 0.3 mm
F 529.02 Ø 0.4 mm

F 529.03 Ø 0.5 mm
F 529.04 Ø 0.6 mm
F 529.05 Ø 0.7 mm

F 529.06 Ø 0.8 mm
F 529.07 Ø 0.9 mm
F 529.08 Ø 1.0 mm

F 529.09 Ø 1.2 mm
F 529.10 Ø 1.5 mm



1/2


**LOUTE
F 520.00**

Tel gerici, geliştirilmiş model, hareketli uç ile
1.0 mm çapına kadar olan teller için
Wire tightener, improved pattern, with
movable tip, for wires up to 1.0 mm diam
22 cm



1/1

Implantlar için kullanılan malzemeden yapılmış
hareketli uç. Bükülürken hareketli başlık sabit
kalır bu sayede tel kalmaz.
Movable tip made of material used for
implants. While twisting the movable head
remains stable, therefore the wire will not
slip off.




1/3


**DEMEL
F 522.00**

Gerdirek tel sıkma, büküm pensi
Wire tightening-and twisting forceps
27 cm






GIGLI
T 536.00 30 cm
T 536.01 40 cm
T 536.02 50 cm
İki sargılı/Two windings




GIGLI
T 537.00 30 cm
T 537.01 40 cm
T 537.02 50 cm
Üç sargılı/Three winding



1/1
GIGLI
T 530.00
Sap/Handle

T 603.05 18 cm
T 603.06 24 cm
Ağız uzunluğu
Length of blade




1/2
CHARRIERE
T 603.00 27 cm
T 603.02 34 cm

T 608.10 Komple/Complete
T 608.00, T 608.05, T 608.07

CHARRIERE
T 608.00
Sadece sap/Only handle
35 cm

T 608.05 12 mm
T 608.07 18 mm
Bleyd uzunluğu
Length of blade
21.5 cm



1/3

LANGENBECK
T 600.00
Metakarpal testeresi
Metacarpal saw
Ağız uzunluğu
Length of blade
11.5 cm
23.5 cm




1/2

LINDEMANN
V 766.00
El testere
Hand saw
20 cm




1/2



P 685.00
Tırnak çıkarma pens
Nail splitting forceps
13 cm



P 686.00
Tırnak çıkarma pens
Nail extracting forceps
13.5 cm



**SYSTRUNK
C 660.00**
Parmak tırnak kesme makası
Scissors for splitting finger nails
13 cm




P 670.00
Parmak yüzük testere
Finger ring saw
15 cm

P 670.01
Yedek bleyd
Spare blade






V 609.00
Delme başlığı Ø 6.35 mm
Drilling chuck Ø 6.35 mm
V 606.01 anahtarı ile
With key V 606.01
16 cm



V 608.00
Delme başlığı Ø 4.5 mm
Drilling chuck Ø 4.5 mm
V 606.02 anahtarı ile
With key V 606.02
14 cm



V 645.01-V 645.04
Kemik tapları/Bone taps



V 649.00
15.5 cm



V 603.00-V 603.01
Kemik biyopsi trapanı
Bone biopsy trephine
16 cm




T 622.00
Bükme kolu
Bending iron
14 cm




T 622.01
Bükme kolu
Bending iron
14 cm




T 621.00
Bükme kolu
Bending iron
16 cm




JEWETT
T 623.00
Bükme kolu
Bending iron
20 cm



JEWETT
T 623.01
Bükme kolu
Bending iron
20 cm



T 625.00
Bükme ve kıvrma aparatı
Plate bending and contouring device





V 660.00
Mini delme klavuzu
Mini drill guide
Ø 1.1 VE 1.5 mm matkap uçları için
For drills 1.1 and 1.5 mm diam.



V 661.00 Ø 2.0 mm
V 661.01 Ø 2.5 mm



V 663.00
Plakalar için matkap ucu klavuzu
Ø 3.2 mm matkap uçları için



V 666.00
Delme klavuzu / Drill guide
Ø 6.5 mm



V 668.00
Doku koruyucu / Tissue Protector
Ø 6.5 mm



V 665.00
Delme klavuzu / Drill guide
Ø 3.2 mm



V 665.01
Delme klavuzu / Drill guide
Ø 3.2 mm



V 667.01
Ø 4.5 mm

V 667.02
Ø 8.0 mm

Doku koruyucusu / Tissue protector

V 667.00
Komple / Complete



V 669.00
Ø 3.5 mm



WIRT
V 680.00
Komple/Complete



V 680.01 Ø 3 mm uç ve kılavuzu/Drill and guide

V 680.02 Ø 4 mm uç ve kılavuzu/Drill and guide

V 680.03 Ø 5 mm uç ve kılavuzu/Drill and guide

V 680.04 Ø 5 mm uç ve kılavuzu/Drill and guide







V 682.03
Ø 2.5 mm uç ve kılavuzu
Ø 2.5 mm drill and guide



SCHMDT-RAMSIN
V 682.00 Komple/Complete
V 682.01 Gövde/Body
V 682.02 Ø 7 mm uç ve kılavuzu/Drill and guide







T 565.00 19 cm
Küçükbaş hayvanlar için
T 565.01 30 cm
Büyükbaş hayvanlar için



T 566.00
31 cm



T 567.00 36 cm
Kilitli/Without ratchet
T 567.01 36 cm
Kilitli/With ratchet






SENN
L 438.00
10X10 cm



MORY
L 439.00




BOLBECHER
T 821.00
16 cm




T 820.00 42 mm
23 cm




T 822.00 45 mm
30 cm
T 823.01 80 mm
34 cm
T 823.03 80 mm
48 cm



B 400.00
Sağ/Right




B 400.01
Sol/Left



B 400.02
Çift kenar/Double edge




B 401.00
Sağ/Right




B 401.01
Sol/Left






T 825.00
30 cm



T 825.01
34 cm



WEIN
T 826.00
36 cm




BOENING -HERTSCH
T 827.00
44.5 cm



T 830.00



T 831.00



T 832.00



T 833.00



T 834.00




T 840.00



T 841.00



T 842.00







BAYER
T 846.00
20 cm



GÜNTER-HEPKE
T 845.00
Açılma/Opening 12 cm



T 849.00







Y 890.00
1055 x 705 x 1000 mm



Y 891.00
1055 x 705 x 1250 mm




Y 895.00




Y 895.10

2 kulübe/2 Kennels 616x717 mm
1 kulübe/1 Kennel 1232x875 mm
1 bölücü/1 divider
1 mobil platform/1 mobile platform



Y 895.12





Y 896.00
Muayene masası
Examination table




Y 896.10
Yükseklği ayarlanabilir otopsi masası
Height adjustable autopsy table



Y 896.05
Muayene masası
Examination table



Y 896.06
Otopsi masası
Autopsy table





580 x 280 x 100 mm
550 x 265 x 84 mm



465 x 280 x 100 mm
465 x 260 x 84 mm



285 x 280 x 100 mm
285 x 260 x 82 mm

COLOURS		Y 112.10M	Y 212.10M	Y 312.10M
		Y 122.10M	Y 222.10M	Y 322.10M
		Y 132.10M	Y 232.10M	Y 332.10M
		Y 142.10M	Y 242.10M	Y 342.10M
		Y 152.10M	Y 252.10M	Y 352.10M
		Y 162.10M	Y 262.10M	Y 362.10M
		Y 172.10M	Y 272.10M	Y 372.10M

580 x 280 x 135 mm
550 x 265 x 115 mm

465 x 280 x 135 mm
425 x 260 x 115 mm

285 x 280 x 135 mm
285 x 260 x 116 mm

COLOURS		Y 112.13M	Y 212.13M	Y 312.13M
		Y 122.13M	Y 222.13M	Y 322.13M
		Y 132.13M	Y 232.13M	Y 332.13M
		Y 142.13M	Y 242.13M	Y 342.13M
		Y 152.13M	Y 252.13M	Y 352.13M
		Y 162.13M	Y 262.13M	Y 362.13M
		Y 172.13M	Y 272.13M	Y 372.13M

580 x 280 x 150 mm
285 x 265 x 130 mm

465 x 280 x 150 mm
425 x 260 x 130 mm

285 x 280 x 150 mm
285 x 260 x 132 mm

COLOURS		Y 112.15M	Y 212.15M	Y 312.15M
		Y 122.15M	Y 222.15M	Y 322.15M
		Y 132.15M	Y 232.15M	Y 332.15M
		Y 142.15M	Y 242.15M	Y 342.15M
		Y 152.15M	Y 252.15M	Y 352.15M
		Y 162.15M	Y 262.15M	Y 362.15M
		Y 172.15M	Y 272.15M	Y 372.15M

580 x 280 x 200 mm
550 x 265 x 180 mm

285 x 280 x 200 mm
285 x 260 x 182 mm

COLOURS		Y 112.20M	Y 312.20M
		Y 122.20M	Y 322.20M
		Y 132.20M	Y 332.20M
		Y 142.20M	Y 342.20M
		Y 152.20M	Y 352.20M
		Y 162.20M	Y 362.20M
		Y 172.20M	Y 372.20M


580 x 280 x 260 mm
550 x 265 x 240 mm

285 x 280 x 260 mm
285 x 260 x 238 mm


COLOURS		Y 112.26M	Y 312.26M
		Y 122.26M	Y 322.26M
		Y 132.26M	Y 332.26M
		Y 142.26M	Y 342.26M
		Y 152.26M	Y 352.26M
		Y 162.26M	Y 362.26M
		Y 172.26M	Y 372.26M




Y 380.03L	246 x 256 x 25 mm
Y 380.05L	246 x 256 x 45 mm
Y 380.07L	246 x 256 x 65 mm
Y 380.10L	246 x 256 x 95 mm




Y 280.03L	409 x 256 x 25 mm
Y 280.05L	409 x 256 x 45 mm
Y 280.07L	409 x 256 x 65 mm
Y 280.10L	409 x 256 x 95 mm



Y 180.03L	488 x 256 x 25 mm
Y 180.05L	488 x 256 x 45 mm
Y 180.07L	488 x 256 x 65 mm
Y 180.10L	488 x 256 x 95 mm





Y 181.03L	543 x 256 x 25 mm
Y 181.05L	543 x 256 x 45 mm
Y 181.07L	543 x 256 x 65 mm
Y 181.10L	543 x 256 x 95 mm






Setler
Sets





No	Qty	Code	Description
1	1	B 030.00	Scalpel Handle 3 no 12.5 cm
2	1	B 030.01	Scalpel Handle 3 no 12.5 cm
3	1	C 310.01	Scissors Straight 11.5 cm
4	1	C 310.03	Scissors Straight 14.5 cm
5	1	C 311.01	Surgical Scissors, Curved, 11.5 cm
6	1	C 311.03	Surgical Scissors, Curved, 14.5 cm
7	1	C 412.00	Baby-Metzenbaum Dissecting Scissors, Straight, 14.5 cm
8	1	D 240.01	Standart Dissecting Forcep, 135 cm
9	1	D 360.02	Standard Tissue Forcep Straight Teeth 13 cm
10	1	D 364.00	Tissue Furceps Teeth 14.5 cm
11	1	E 430.00	Backhaus Towel Clamp, 9 cm
12	1	F 210.00	Baumgartner Needle Holder, 14.5 cm
13	1	Y 390.05	Wire Basket, 255x245x70 mm
14	1	Y 310.10	1/2 Size Container, 285x280x100 mm





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10





11




12

No	Quantity	Code	Description
1	1	B 030.01	Scalpel Handle 3 no 12.5 cm
2	1	C 440.00	Mayo Surgical Scissors 14 cm
3	1	D 205.00	Adson Delicate Dissecting Forcep, 12 cm
4	1	E 402.00	Jones Towel Clamps 8.5 cm
5	1	G 200.00	Baby-Mosquito Delicate Haemostatic Forcep, Straight, 10 cm
6	1	G 220.00	Baby-Crile Delicate Haemostatic Forcep, Straight
7	2	G 238.00	Dandy Haem. Forc. Curv. 14cm
8	2	G 275.00	Nissen Delicate Haemostatic Forcep, Curved, 16 cm
9	1	F 343.01	Hegar-Olsen Needle Holders With Scissors 16.5 cm
10	1	K 225.00	Lange Wound Retractor 23.5 cm
11	1	Y 390.05	Wire Basket, 255x245x70 mm
12	1	Y 310.10	1/2 Size Container, 285x280x100 mm





No	Quantity	Code	Description
1	1	B 030.01	Scalpel Handle 3 no 12.5 cm
2	1	C 448.00	Mayo-Lexer Dissecting Scissors, Curced, 16.5 cm
3	1	C 450.00	Mayo Dissecting Scissors, Curved, 19 cm
4	1	D 205.00	Adson Delicate Dissecting Forcep, 12 cm
5	1	D 225.03	Dissecting Forcep, Straight, 16 cm
6	1	E 150.00	Allis Tissue Grasping Forcep, 15.5 cm
7	1	E 430.01	Backhaus Towel Clamp, 11 cm
8	1	G 200.00	Baby-Mosquito Delicate Haemostatic Forcep, Straight, 10 cm
9	1	G 220.00	Baby-Crile Delicate Haemostatic Forcep, Straight
10	1	G 238.00	Dandy Haem. Forc. Curv. 14cm
11	1	G 250.00	Leriche Delicate Hemostatic Forceps
12	1	G 275.00	Nissen Delicate Haemostatic Forcep, Curved, 16 cm
13	1	F 343.01	Hegar-Olsen Needle Holders With Scissors 16.5 cm
14	1	K 225.00	Lange Wound Retractor 23.5 cm
15	1	Y 390.05	Wire Basket, 255x245x70 mm
16	1	Y 310.10	1/2 Size Container, 285x280x100 mm






1



2



3



4



5



6



7



8





9



10

No	Quantity	Code	Description
1	1	B 030.01	Scalpel Handle 3 no 12.5 cm
2	1	C 443.00	Mayo-Stillie Surgical Scissors, Curved, 14 cm
3	1	D 205.00	Adson Delicate Dissecting Forcep, 12 cm
4	1	E 430.02	Backhaus Towel Clamp, 13.5 cm
5	1	G 200.00	Baby-Mosquito Delicate Haemostatic Forcep, Straight, 10 cm
6	1	G 220.00	Baby-Crile Delicate Haemostatic Forcep, Straight
7	1	G 238.00	Dandy Haem. Forc. Curv. 14cm
8	1	F 343.01	Hegar-Olsen Needle Holders With Scissors 16.5 cm
9	1	Y 390.05	Wire Basket, 255x245x70 mm
10	1	Y 310.10	1/2 Size Container, 285x280x100 mm





No	Quantity	Code	Description
1	1	B 228.00	Micro Needle 13 cm
2	1	B 300.03	Micro Scissors, Straight, 14.5 cm
3	1	C 140.00	Micro Scissors, Curved, 14.5 cm
4	1	C 142.00	Micro Forceps, Jeweler Types, Straight, 11 cm
5	1	D 103.00	Micro Forceps, Jeweler Types, Curved, 11.5 cm
6	1	D 105.00	Reill Micro Needle Holder, Straight, 15 cm
7	1	F 126.00	Reill Micro Needle Holder, Curved, 15 cm
8	1	F 127.00	Hook, 12 cm
9	1	K 043.00	Cottle Fine Retractor, 16 cm
10	1	K 133.00	Freer Chisel, Curved, 16 cm
11	1	M 606.00	Biemer Vessel Clip 6 mm
12	1	S 001.00	Biemer Vessel Clip, With Lock
13	1	S 034.00	Biemer Vessel Clip
14	1	Y 390.05	Wire Basket, 255x245x70 mm
15	1	Y 310.10	1/2 Size Container, 285x280x100 mm



0-9

Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.
A 100.00	2	C 223.01	6	C 442.00	14	D 104.00	22
A 103.00	2	C 226.00	6	C 442.01	14	D 105.00	22
A 500.00	2	C 227.00	6	C 443.00	14	D 106.00	22
A 500.01	2	C 230.00	7	C 443.01	14	D 107.00	23
A 500.02	2	C 230.01	7	C 446.00	11	D 109.00	22
A 500.03	2	C 231.00	7	C 448.00	11	D 110.00	23
A 500.04	2	C 231.01	7	C 449.00	11	D 113.00	23
A 510.00	2	C 232.00	7	C 449.01	11	D 124.00	23
		C 233.00	7	C 450.00	11	D 125.00	23
B 030.00	3	C 234.00	7	C 450.01	11	D 126.00	28
B 030.01	3	C 235.00	7	C 460.00	15	D 128.00	23
B 030.02	3	C 236.00	7	C 461.00	15	D 203.00	26
B 040.01	3	C 258.00	13	C 462.00	15	D 204.00	26
B 040.02	3	C 310.01	8	C 462.01	15	D 205.00	26
B 300.03	3	C 310.02	8	C 528.00	10	D 206.00	26
B 400.00	97	C 310.03	8	C 603.00	16	D 219.00	26
B 400.01	97	C 311.01	8	C 603.01	16	D 220.00	26
B 400.02	97	C 311.02	8	C 604.00	16	D 220.01	26
B 401.00	97	C 311.03	8	C 604.01	16	D 220.02	26
B 401.01	97	C 312.03	8	C 616.00	19	D 223.00	26
B 515.00	94	C 312.04	8	C 617.00	19	D 224.00	26
B 516.00	94	C 313.03	8	C 626.00	17	D 225.00	27
B 517.00	94	C 313.04	8	C 631.00	17	D 225.01	27
		C 314.03	9	C 633.00	17	D 225.02	27
C 010.00	4	C 314.04	9	C 640.00	18	D 225.03	27
C 027.01	4	C 315.03	9	C 642.00	18	D 225.04	27
C 028.01	4	C 315.04	9	C 643.00	18	D 225.05	27
C 065.00	4	C 318.00	9	C 656.00	17	D 225.07	27
C 070.00	4	C 330.01	9	C 668.00	19	D 225.09	27
C 071.00	4	C 330.02	9	C 712.00	20	D 240.00	27
C 102.00	5	C 330.03	9	C 713.00	20	D 240.01	27
C 103.00	5	C 384.00	13	C 715.00	20	D 240.02	27
C 112.00	5	C 385.00	13	C 720.03	20	D 240.03	27
C 113.00	5	C 386.00	13	C 721.03	20	D 240.04	27
C 124.00	5	C 387.00	13	C 722.00	20	D 240.05	27
C 125.00	5	C 387.01	13	C 750.00	21	D 240.06	27
C 140.00	5	C 390.00	12	C 751.00	21	D 240.07	27
C 142.00	5	C 391.00	12	C 752.00	21	D 250.00	22
C 146.00	5	C 392.00	12	C 753.00	21	D 251.00	22
C 147.00	5	C 393.00	12	C 755.00	21	D 252.00	22
C 150.00	4	C 394.00	12	C 755.01	21	D 256.01	28
C 151.00	4	C 395.00	12	C 756.00	21	D 256.02	28
C 152.00	4	C 396.00	12	C 756.01	21	D 261.00	28
C 153.00	4	C 396.10	12	C 756.02	21	D 261.03	28
C 155.00	4	C 397.00	12	C 798.00	19	D 261.05	28
C 157.00	4	C 410.00	10			D 262.00	28
C 169.18	5	C 411.00	10	D 001.00	24	D 262.01	28
C 169.19	5	C 412.00	10	D 002.00	24	D 262.02	28
C 217.00	18	C 415.00	13	D 012.00	24	D 262.03	28
C 217.01	18	C 420.01	10	D 021.00	24	D 263.00	28
C 218.00	18	C 440.00	14	D 027.00	24	D 263.01	28
C 220.00	6	C 440.01	14	D 039.00	24	D 263.02	28
C 221.00	6	C 440.02	14	D 058.00	25	D 263.03	28
C 222.00	6	C 441.00	14	D 068.00	24	D 267.00	28
C 222.01	6	C 441.01	14	D 103.00	22	D 267.01	28
C 223.00	6	C 441.02	14	D 103.01	22	D 267.02	28

Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.
D 287.00	33	D 453.02	25	F 139.10	38	G 015.05	46
D 314.00	29	D 456.00	25	F 210.00	40	G 015.20	46
D 314.01	29	D 503.00	32	F 234.00	40	G 016.00	46
D 323.00	29	D 510.00	32	F 260.00	40	G 016.05	46
D 324.00	29	D 510.01	32	F 285.00	40	G 016.20	46
D 327.00	29	D 511.00	32	F 310.01	39	G 200.00	48
D 328.00	29	D 512.00	32	F 310.02	39	G 206.00	48
D 330.00	29	D 512.01	32	F 310.03	39	G 207.00	49
D 351.00	25	D 513.00	32	F 310.04	39	G 220.00	48
D 352.01	25	D 514.00	32	F 310.05	39	G 228.00	48
D 360.00	30	D 516.00	32	F 310.06	39	G 229.00	48
D 360.01	30	D 516.01	32	F 310.07	39	G 238.00	48
D 360.02	30	D 516.02	32	F 310.08	39	G 250.00	48
D 360.03	30	E 022.00	34	F 310.09	39	G 260.00	48
D 360.04	30	E 023.00	34	F 310.10	39	G 275.00	48
D 360.05	30	E 025.00	34	F 310.37	39	G 330.00	52
D 360.06	30	E 026.00	34	F 310.44	39	G 332.00	52
D 360.07	30	E 042.00	34	F 310.46	39	G 333.00	52
D 360.08	30	E 043.00	34	F 310.48	39	G 335.00	52
D 360.09	30	E 044.00	34	F 311.02	39	G 336.00	52
D 361.00	30	E 045.00	34	F 311.03	39	G 338.01	52
D 361.01	30	E 089.00	35	F 311.04	39	G 339.01	52
D 361.02	30	E 090.00	35	F 311.05	39	G 356.01	53
D 361.03	30	E 124.00	35	F 311.06	39	G 356.02	53
D 361.05	30	E 125.00	35	F 311.20	39	G 358.01	53
D 361.06	30	E 146.01	36	F 311.21	39	G 359.01	53
D 361.07	30	E 147.01	36	F 311.22	39	G 401.00	49
D 361.09	30	E 147.03	36	F 332.00	41	G 404.00	49
D 362.00	30	E 150.00	36	F 334.00	41	G 404.01	49
D 363.00	31	E 150.02	36	F 343.01	41	G 420.00	49
D 363.01	31	E 158.00	36	F 394.00	41	G 423.00	49
D 364.00	29	E 190.00	35	F 395.00	41	G 427.00	49
D 365.00	31	E 192.00	35	F 396.00	41	G 430.00	50
D 365.01	31	E 400.00	37	F 520.00	87	G 430.01	50
D 366.00	31	E 401.00	37	F 522.00	87	G 430.02	50
D 370.00	31	E 402.00	37	F 529.00	87	G 430.03	50
D 370.01	31	E 430.00	37	F 529.01	87	G 430.04	50
D 370.02	31	E 430.01	37	F 529.02	87	G 430.10	50
D 370.03	31	E 430.02	37	F 529.03	87	G 448.00	50
D 370.04	31	E 431.00	37	F 529.04	87	G 448.01	50
D 372.00	33	E 431.01	37	F 529.05	87	G 448.02	50
D 374.00	33			F 529.06	87	G 448.03	50
D 382.00	31	F 112.00	38	F 529.07	87	G 448.04	50
D 382.01	31	F 113.00	38	F 529.08	87	G 460.00	51
D 382.02	31	F 114.00	38	F 529.09	87	G 460.01	51
D 382.03	31	F 115.00	38	F 529.10	87	G 461.00	51
D 384.00	31	F 122.00	38	F 530.01	86	G 461.01	51
D 384.01	31	F 123.00	38	F 530.02	86	G 464.00	51
D 392.00	33	F 126.00	38	F 530.03	86	G 464.01	51
D 394.00	33	F 127.00	38	F 531.01	86	G 466.00	51
D 411.00	33	F 128.01	38	F 531.03	86		
D 411.01	33	F 130.00	38	F 532.01	86	H 113.00	47
D 411.02	33	F 131.00	38	F 661.00	40	H 113.01	47
D 452.00	25	F 132.00	38			H 114.00	47
D 453.00	25	F 133.00	38	G 014.00	46	H 114.01	47
D 453.01	25	F 139.00	38	G 015.00	46	H 115.00	47

Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.
H 115.01	47	L 028.00	60	M 621.01	67	P 150.00	75
H 116.00	47	L 028.01	60	M 621.02	67	P 151.00	75
H 116.01	47	L 028.02	60	M 621.03	67	P 152.00	75
		L 085.00	60	M 621.04	67	P 161.01	76
J 048.00	54	L 090.00	60	M 621.05	67	P 161.02	76
J 048.01	54	L 312.00	61	M 645.01	67	P 170.01	77
J 048.02	54	L 408.00	61	M 645.02	67	P 170.02	77
J 048.03	54	L 438.00	96	M 645.03	67	P 170.03	77
J 049.00	54	L 439.00	96	M 645.04	67	P 170.04	77
J 049.01	54	L 497.00	65	M 645.05	67	P 170.05	77
J 049.02	54	L 498.00	65	M 645.06	67	P 172.01	77
J 049.03	54	L 500.00	61	M 802.01	69	P 172.02	77
J 703.00	55	L 500.01	61	M 802.02	69	P 172.03	77
J 703.05	55	L 500.10	61	M 812.01	69	P 267.00	78
J 704.00	55	L 500.11	61	M 819.02	69	P 290.00	78
J 704.03	55	L 501.00	61			P 291.00	78
J 705.03	55	L 501.01	61	N 014.00	70	P 309.01	78
J 705.06	55	L 522.00	62	N 014.01	70	P 310.01	78
J 724.00	55	L 524.00	62	N 025.02	70	P 310.02	78
J 724.01	55	L 528.00	62	N 025.03	70	P 318.01	79
J 724.05	55	L 530.00	62	N 130.00	71	P 320.01	79
J 724.06	55	L 560.00	61	N 131.00	71	P 355.00	80
J 724.10	55	L 580.20	62	N 136.00	71	P 358.01	80
J 724.11	55	L 580.22	62	N 140.00	71	P 358.02	80
J 825.00	54	L 580.25	62	N 140.03	71	P 358.03	80
J 826.00	54	L 780.01	84	N 175.01	71	P 358.04	80
J 835.00	54	L 781.01	84	N 175.02	71	P 359.02	80
J 835.01	54	L 781.05	84	N 175.04	71	P 359.03	80
		L 787.01	84	N 175.05	71	P 359.04	80
K 015.01	56	L 810.00	64	N 175.06	71	P 611.00	81
K 050.48	56	L 811.00	64	N 175.08	71	P 615.00	81
K 133.00	56	L 875.00A	63	N 175.09	71	P 616.00	81
K 225.00	56	L 875.02A	63	N 176.01	71	P 621.00	81
K 242.00	56	L 875.10A	63	N 176.02	71	P 625.00	81
K 262.00	56	L 875.13A	63	N 176.03	71	P 640.00	82
K 267.00	56			N 176.04	71	P 648.00	82
K 267.01	56	M 003.01	66	N 176.05	71	P 649.00	82
K 325.00	57	M 003.02	66	N 176.06	71	P 655.00	83
K 325.01	57	M 007.01	66	N 176.07	71	P 660.00	89
K 325.02	57	M 018.00	66	N 312.01	73	P 661.00	94
K 325.03	57	M 214.00	67	N 323.00	73	P 662.00	94
K 341.00	57	M 216.00	67	N 332.01	72	P 664.00	94
K 342.00	57	M 216.01	67	N 332.02	72	P 670.00	89
K 405.00	57	M 310.01	67	N 332.03	72	P 670.01	89
K 431.00	57	M 313.01	67	N 332.04	72	P 685.00	89
K 431.01	57	M 316.01	67	N 332.05	72	P 686.00	89
K 607.00	57	M 404.00	68	N 340.01	73		
K 607.01	58	M 405.00	68	N 348.01	73	R 830.02	85
K 607.02	58	M 408.01	68			R 830.05	85
K 635.02	59	M 410.01	68	P 102.00	74	R 835.02	85
K 640.00	59	M 606.00	66	P 103.00	74		
		M 615.01	67	P 106.00	74	S 001.00	42
L 009.00	60	M 615.02	67	P 107.01	74	S 002.00	42
L 011.00	60	M 615.03	67	P 142.00	75	S 003.00	42
L 013.00	60	M 615.04	67	P 143.00	75	S 005.00	42
L 013.02	60	M 615.05	67	P 143.01	75	S 005.01	42

Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.	Kat. No. Cat. No.	Sayfa. Page.
S 005.05	42	T 829.00	60	Y 122.20M	106	Y 280.05L	107
S 005.06	42	T 830.00	99	Y 122.26M	106	Y 280.07L	107
S 010.00	43	T 831.00	99	Y 132.10M	106	Y 280.10L	107
S 011.00	43	T 832.00	99	Y 132.13M	106	Y 312.10M	106
S 012.00	43	T 833.00	99	Y 132.15M	106	Y 312.13M	106
S 013.00	43	T 834.00	99	Y 132.20M	106	Y 312.15M	106
S 014.00	43	T 840.00	99	Y 132.26M	106	Y 312.20M	106
S 015.00	43	T 841.00	99	Y 142.10M	106	Y 312.26M	106
S 020.00	43	T 842.00	99	Y 142.13M	106	Y 322.10M	106
S 021.00	43	T 845.00	99	Y 142.15M	106	Y 322.13M	106
S 022.00	43	T 846.00	99	Y 142.20M	106	Y 322.15M	106
S 023.00	43	T 849.00	101	Y 142.26M	106	Y 322.20M	106
S 024.00	44			Y 152.10M	106	Y 322.26M	106
S 025.00	45	V 603.00	90	Y 152.15M	106	Y 332.10M	106
S 026.00	45	V 603.01	90	Y 152.20M	106	Y 332.13M	106
S 030.00	45	V 606.01	90	Y 152.26M	106	Y 332.15M	106
S 032.00	44	V 608.00	90	Y 162.10M	106	Y 332.20M	106
S 034.00	44	V 609.00	90	Y 162.13M	106	Y 332.26M	106
S 035.00	44	V 645.01	90	Y 162.15M	106	Y 342.10M	106
		V 645.02	90	Y 162.20M	106	Y 342.13M	106
T 530.00	88	V 645.03	90	Y 162.26M	106	Y 342.15M	106
T 536.00	88	V 645.04	90	Y 172.10M	106	Y 342.20M	106
T 536.01	88	V 649.00	90	Y 172.13M	106	Y 342.26M	106
T 536.02	88	V 660.00	92	Y 172.15M	106	Y 352.10M	106
T 537.00	88	V 661.00	92	Y 172.20M	106	Y 352.13M	106
T 537.01	88	V 661.01	92	Y 172.26M	106	Y 352.15M	106
T 537.02	88	V 663.00	92	Y 180.03L	107	Y 352.20M	106
T 565.00	95	V 665.00	92	Y 180.05L	107	Y 352.26M	106
T 565.01	95	V 665.01	92	Y 180.07L	107	Y 362.10M	106
T 566.00	95	V 666.00	92	Y 180.10L	107	Y 362.13M	106
T 567.00	95	V 667.00	92	Y 181.03L	107	Y 362.15M	106
T 567.01	95	V 667.01	92	Y 181.05L	107	Y 362.20M	106
T 600.00	88	V 667.02	92	Y 181.07L	107	Y 362.26M	106
T 603.00	88	V 668.00	92	Y 181.10L	107	Y 372.10M	106
T 603.02	88	V 669.00	92	Y 212.10M	106	Y 372.13M	106
T 603.05	88	V 680.00	93	Y 212.13M	106	Y 372.15M	106
T 603.06	88	V 680.01	93	Y 212.15M	106	Y 372.20M	106
T 608.00	88	V 680.02	93	Y 222.10M	106	Y 372.26M	106
T 608.05	88	V 680.03	93	Y 222.13M	106	Y 380.03L	107
T 608.07	88	V 680.04	93	Y 222.15M	106	Y 380.05L	107
T 608.10	88	V 682.00	93	Y 232.10M	106	Y 380.07L	107
T 621.00	91	V 682.01	93	Y 232.13M	106	Y 380.10L	107
T 622.00	91	V 682.02	93	Y 232.15M	106	Y 890.00	102
T 622.01	91	V 682.03	93	Y 242.10M	106	Y 891.00	102
T 623.00	91	V 766.00	88	Y 242.13M	106	Y 895.00	103
T 623.01	91			Y 242.15M	106	Y 895.10	103
T 625.00	91	X 603.02	85	Y 252.10M	106	Y 895.12	103
T 820.00	96			Y 252.13M	106	Y 896.00	104
T 821.00	96	Y 112.10M	106	Y 252.15M	106	Y 896.05	105
T 822.00	96	Y 112.13M	106	Y 262.10M	106	Y 896.06	105
T 823.01	96	Y 112.15M	106	Y 262.13M	106	Y 896.10	104
T 823.03	96	Y 112.20M	106	Y 262.15M	106		
T 825.00	98	Y 112.26M	106	Y 272.10M	106		
T 825.01	98	Y 122.10M	106	Y 272.13M	106		
T 826.00	98	Y 122.13M	106	Y 272.15M	106		
T 827.00	98	Y 122.15M	106	Y 280.03L	107		



VETERİNER
VETERINARY

BAHADIR A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
55300 SAMSUN
Tel: 0362 266 70 00
Fax: 0362 266 70 05

www.bahadir.com.tr
info@bahadir.com.tr



CT08-02-001